

# REINIGINGS PROCEDURE.



BVS series

Bladder Volume Scanners

## Reiniging Bladder Volume Scanner.

Het gebruik van de BVS Pro vereist de juiste zorg, reiniging en desinfectie van het apparaat. Deze pagina's bevatten informatie en instructies om u te helpen bij het effectief reinigen en desinfecteren van de BVS Pro Bladder Volume Scanner. Bovendien helpt deze instructie om schade tijdens reiniging of desinfectie te voorkomen, waardoor uw garantie kan komen te vervallen.

Redelijke zorg omvat: inspectie, reiniging en desinfectie indien nodig. Wij adviseren de BVS Pro na elk gebruik te reinigen. Inspecteer en controleer vóór elk gebruik alle onderdelen van de BVS Pro zorgvuldig. Meld eventuele schade aan uw Mediate Medical vertegenwoordiger en stop het gebruik van de BVS Pro.

### BVS Pro reinigen

---

Reinigen is het verwijderen van alle zichtbare vuil en verontreinigingen en desinfectie is het proces waarbij ziekteverwekkende micro-organismen worden vernietigd of geïnactiveerd. Zorg er tijdens het reinigen voor dat al het vreemde materiaal wordt verwijderd. Hierdoor kunnen de actieve ingrediënten van het desinfecteringsmiddel alle oppervlakken van het apparaat bereiken.

- Zorg dat het apparaat uit staat
- Laat gel of andere verontreinigende stoffen nooit op het apparaat opdrogen. Dit maakt ze lastig te verwijderen.
- Gebruik een zachte, licht vochtige doek of reinigingsdoekje
- Begin altijd op een schoon oppervlak en veeg in de richting van een vuil oppervlak.
- Beperk overlap in het veegpatroon tot een minimum
- Vervang een vuil of opgedroogd doekje altijd door een nieuw doekje
- Gebruik droge of vuile doekjes niet opnieuw
- Gebruik geen chemische schoonmaakmiddelen (zoutzuur & bleek).

Houd de omgeving altijd schoon & netjes, dus geen vuil of vreemde stoffen rond het instrument.

## Desinfectie sondekop

---

- Veeg de sondekop af met een antibacterieel reinigingsdoekje en/of desinfecterend reinigingsmiddel en zorg dat de sondekop volledig vochtig is
- Laat de sonde drogen
- Het apparaat is weer klaar voor gebruik
- De sondekop kan worden gedesinfecteerd met **Incidin Oxyfoam** of met **isopropyl alcohol 70%**
- Dompel geen enkel deel van de sondekop of unit onder in een desinfecterende oplossing
- Stel geen enkel onderdeel van het apparaat bloot aan stoomsterilisatie of ethyleenoxide sterilisatie

## WAARSCHUWING

---

- Gebruik altijd oogbescherming en handschoenen bij het reinigen en desinfecteren van apparatuur.
- Als een voorgemengde oplossing wordt gebruikt, moet u de vervaldatum van de oplossing in acht nemen.



# mediate+medical.

[www.mediate-medical.com](http://www.mediate-medical.com) | [info@mediate-medical.com](mailto:info@mediate-medical.com)

## Head Office

Mediate Medical  
Magna Porta  
Twentepoort West 10-05  
7609 RD Almelo  
The Netherlands

## Logistic | Service Centre

Mediate Medical Service  
Nicolaas ten Woldeweg 23  
7957 CW De Wijk  
The Netherlands

